



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YAH](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YAH)

## Wzorce masy klasy M1, blaszki, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Nowe srebro
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

### Pasuje do

Pincety

Pędzle