



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YFO](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YFO)

# Wzorzec masy klasy F2 - drut stalowy 20 mg

OP-303-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	20 mg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle