



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,YG8

SA/APP/H - Antivibrationstisch für APP-Waagen und -Komparatoren

WX-002-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Konstruktion | |
|-------------------------|-------------------|
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| Wägebereich | 150 kg |
| Physikalische Parameter | |
| Verpackungsgröße | 710×470×225 mm |
| Nettogewicht | 128 kg |
| Bruttogewicht | 142 kg |
| Länge | 710 mm |
| Breite | 470 mm |
| Höhe | 225 mm |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

Abmessungen des Geräts

