



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,YG8](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,YG8)

# Antivibrationstisch SA/APP/H für APP-Waagen und -Komparatoren

WX-002-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Wägebereich	150 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	710x470x225 mm
Nettogewicht	128 kg
Bruttogewicht	142 kg
Länge	710 mm
Breite	470 mm
Höhe	225 mm



**Kompatibel mit (Additional Fee)**

## Abmessungen des Geräts B x T x H

