



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,YG8

SA/APP/H - Antivibrationstisch für APP-Waagen und -Komparatoren

WX-002-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Wägebereich	150 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	710×470×225 mm
Nettogewicht	128 kg
Bruttogewicht	142 kg
Länge	710 mm
Breite	470 mm
Höhe	225 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

Abmessungen des Geräts

