



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,YG8

Stół antywibracyjny nierdzewny SA/APP/H do komparatorów masy

WX-002-0040



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Nośność	150 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania S x G x W	710×470×225 mm
Masa netto	128 kg
Masa brutto	142 kg
Długość	710 mm
Szerokość	470 mm
Wysokość	225 mm

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Manualny komparator masy APP 5Y.KO

Manualny komparator masy 5Y.PM.KB

Wymiary urządzenia S x G x W

