



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YG8](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YG8)

# Stół antywibracyjny nierdzewny SA/APP/H do komparatorów masy

WX-002-0040



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Nośność	150 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania S x G x W	710×470×225 mm
Masa netto	128 kg
Masa brutto	142 kg
Długość	710 mm
Szerokość	470 mm
Wysokość	225 mm

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Manualny komparator masy APP 5Y.KO

Manualny komparator masy 5Y.PM.KB

## Wymiary urządzenia S x G x W

