



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YGI](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YGI)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 5 g

OP-403-0120



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	5 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle