



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YGI](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YGI)

## Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 5 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	5 g

### Pasuje do

Pincety

Pędzle