



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,YJD

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie plastikowe

OK-302-0029



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 110 g
Wartość nominalna	1 g – 2 kg
Ilość	15 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle