



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,YP7

Prüfgewicht der M1 Klasse - Plättchenform, Set (1 mg - 500 mg), Holz- Etui

OK-401-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|---------------|
| OIML-Klasse | M1 |
| Konstruktion | |
| Material | Neusilber |
| Gewicht | 1,11 g |
| Nominalwert | 1 mg - 500 mg |
| Anzahl der Stücke | 12 |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel