



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YP7](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YP7)

# Wzorce masy klasy M1, blaszki, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie drewniane

OK-401-0044



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Nowe srebro
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle