



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,YP7

Wzorce masy klasy M1, blaszki, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie drewniane

OK-401-0044



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|---------------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Nowe srebro |
| Masa | 1,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg - 500 mg |
| Ilość sztuk | 12 |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle