



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,YPM](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,YPM)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 100 g), tahta kutuda

OK-401-0072



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	210 g
Nominal değer	1 – 100 g
Quantity	9 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar