



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,YQI](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,YQI)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 200 g), imballaggi in plastica

OK-202-0056



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	610 g
Valore nominale	1 – 200 g
Numero	11 pcs

### Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli