



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,YRW](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,YRW)

## Mesa antivibração SAL/C/PLUS para balanças da série PLUS

WX-001-0156



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

Construção	
Construção	aço carbono St3S
Capacidade de carga	40 kg
Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	820x711x816 mm
Peso líquido	68 kg (mesa 28 kg + pedra 40 kg)
Peso bruto	77,5 kg
Comprimento	770 mm
Largura	680 mm
Altura	815±10 mm



**Compatível com (Additional Fee)**

Microbalanço para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
Microbalanço para calibração de micropipetas MYA 5Y.P  
Microbalanço para filtros MYA 5Y.F  
Microbalanço XA 5Y.M.A  
Balança de precisão PS R2  
Balança analítica XA 5Y.A  
Balança analítica AS 5Y  
Balança de precisão PS R2.H

Balança analítica para filtros XA 5Y.F  
Microbalanço MYA 5Y  
Balança de precisão PS R1  
Balança analítica XA 5Y  
Balança analítica AS R2 PLUS  
Microbalanço XA 5Y.M  
Balança analítica AS R1 PLUS  
Microbalanço para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

## Dimensões do dispositivo L x P x A

