



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,YRW

SAL/C/PLUS Mesa antivibração para balanças da série PLUS

WX-001-0156



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Construção	aço carbono St3S
Capacidade de carga	40 kg
Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	820×711×816 mm
Peso líquido	68 kg (mesa 28 kg + pedra 40 kg)
Peso bruto	77,5 kg
Comprimento	770 mm
Largura	680 mm
Altura	815±10 mm

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalança para filtros MYA 5Y.F

Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R1

Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão PS R2
Balança analítica XA 5Y.A
Balança analítica AS 5Y
Balança de precisão PS R2.H

Balança analítica XA 5Y
Balança analítica AS R2 PLUS
Microbalança XA 5Y.M
Balança analítica AS R1 PLUS
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

Dimensões do dispositivo L x P x A

