



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,YRW](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,YRW)

# Antivibrationstisch lackiert SAL/C/PLUS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	820×711×816 mm
Nettogewicht	68 kg (Tisch 28 kg + Stein 40 kg)
Bruttogewicht	77,5 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm

## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Mikrowaage MYA 5Y  
 Analysenwaage XA 5Y  
 Mikrowaage XA 5Y.M

## Abmessungen des Geräts

SAL/C/PLUS

