



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,YRW

SAL/C/PLUS Mesa antivibratil de laboratorio para balanzas de la serie PLUS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Construcción	
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Capacidad de carga máxima	40 kg
Paramètros físicos	
Dimensiones de embalaje	820×711×816 mm
Masa neta	68 kg (mesa 28 kg + piedra 40 kg)
Masa bruta	77,5 kg
Longitud	770 mm
Anchura	680 mm
Altura	815±10 mm

Trabaja con

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Microbalanza XA 5Y.M.A

Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Microbalanza MYA 5Y
Balanza analítica XA 5Y
Microbalanza XA 5Y.M

Dimensiones de aparato

SAL/C/PLUS

