

SAL C/PLUS Table de laboratoire antivibratoire pour les balances de la série PLUS wx-001-0156





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	820×711×816 mm
Masse nette	68 kg (table 28 kg + pierre 40 kg)
Masse brute	77,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P

Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P Microbalance pour filtres MYA 5Y.F Microbalance XA 5Y.M.A Balance de précision PS R2 Balance analytique XA 5Y.A Balance analytique AS 5Y Balance de précision PS R2.H Microbalance MYA 5Y
Balance de précision PS R1
Balance analytique XA 5Y
Balance analytique AS R2 PLUS
Microbalance XA 5Y.M
Balance analytique AS R1 PLUS
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

Dimensions d'appareil L x P x H

