



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,YRW

Tavolo antivibrante SAL/C/PLUS – con struttura in acciaio dolce



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×711×816 mm
Peso netto	68 kg (table 28 kg + stone 40 kg)
Peso lordo	77,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
 Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
 Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
 Microbilancia XA 5Y.M.A

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
 Microbilancia MYA 5Y
 Bilancia analitica XA 5Y
 Microbilancia XA 5Y.M

Device dimensions

SAL/C/PLUS

