



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YRW](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YRW)

## SAL/C/PLUS Stół antywibracyjny laboratoryjny dla wag serii PLUS



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Nośność	40 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	820×711×816 mm
Masa netto	68 kg (stół 28 kg + kamień 40 kg)
Masa brutto	77,5 kg
Długość	770 mm
Szerokość	680 mm
Wysokość	815±10 mm

### Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Mikrowaga XA 5Y.M.A

Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga analityczna XA 5Y  
Mikrowaga XA 5Y.M

## Wymiary urządzenia

SAL/C/PLUS

