



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YSR](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YSR)

# Wzorzec masy klasy F1 - drut stalowy 50 mg

OP-203-0071



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 50 mg           |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle