



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,YVL](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,YVL)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 50 g), caja de plástico

OK-202-0064



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

### Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	111,11 g
------	----------

Valor nominal	1 mg – 50 g
---------------	-------------

Número	20 pieza
--------	----------

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos