



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,YVL

F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 50 g), plastik kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	111,11 g
Nominal değer	1 mg – 50 g
Quantity	20 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar