



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,YWA](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,YWA)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewicht mit Justierkammer - 5 kg

OP-303-0057



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	5 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel