



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YXD](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YXD)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 20 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 20 g

### Pasuje do

Pincety

Pędzle