



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,YYP](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,YYP)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 50 g), boîte en bois

OK-201-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	110 g
Valeur nominale	1 – 50 g
Nombre	8 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux