



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,YYP](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,YYP)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 50 g), cassa di legno

OK-201-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

| Parametri metrologici |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Classe OIML           | F1              |
| Costruzione           |                 |
| Materiale             | Stainless steel |
| Peso                  | 110 g           |
| Valore nominale       | 1 – 50 g        |
| Numero                | 8 pcs           |

### Compatibile con (Additional Fee)

Pinzette

Pennelli