



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,YYP](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,YYP)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie drewniane

OK-201-0043



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle