



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,YYP](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,YYP)

## F1 Kütle standardı- ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 50 g), tahta kutulu

OK-201-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 110 g

Nominal değer 1 – 50 g

Quantity 8 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar