



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,Z2I](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,Z2I)

# Prüfgewichte der E2 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 100 g), Holz- Etui

OK-101-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	210 g
Nominalwert	1 – 100 g
Anzahl	9 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel