



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,Z4V](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,Z4V)

## Haken für Unterflurwägung (XA, AS, PS)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Haken für Unterflurwägung, passend für Waagen der Serien XA, AS und PS.

### Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Analysenwaage AS X7  
 Präzisionswaage PS X2  
 Analysenwaagen AS X2 PLUS  
 Waagen PS X7 für FPVO  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A  
 Präzisionswaagen PS R2  
 Waagen PS X2 für FPVO  
 Präzisionswaage PS X7  
 Analysenwaage XA 5Y.A  
 Analysenwaage AS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO  
 Präzisionswaage PS R2.H  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Präzisionswaage PS R1  
 Analysenwaage XA 5Y  
 Analysenwaage AS R2 PLUS  
 Präzisionswaage PS 5Y  
 Mikrowaage XA 5Y.M  
 Analysenwaage AS R1 PLUS  
 Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S