



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,Z4V

Unterflurwägehaken (XA, AS, PS)

WX-015-0325



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Haken für Unterflurwägung, passend für Waagen der Serien XA, AS und PS.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaage PS X2
 Analysenwaagen AS X2 PLUS
 Waagen PS X7 für FPVO
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Präzisionswaagen PS R2
 Waagen PS X2 für FPVO
 Präzisionswaage PS X7
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Analysenwaage AS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO
 Präzisionswaage PS R2.H
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage PS R1
 Analysenwaage XA 5Y
 Analysenwaage AS R2 PLUS
 Präzisionswaage PS 5Y
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Analysenwaage AS R1 PLUS
 Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S