

Unterflurwägehaken (XA, AS, PS)

WX-015-0325





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Haken für Unterflurwägung, passend für Waagen der Serien XA, AS und PS.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P Analysenwaage AS X7 Waagen PS X7 für FPVO Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaagen PS R2 Präzisionswaage PS X7 Analysenwaage XA 5Y.A Analysenwaage AS 5Y Waagen PS 5Y für FPVO Präzisionswaage PS R2.H Analysenwaage für Filter XA 5Y.F Präzisionswaage PS R1 Analysenwaage XA 5Y Analysenwaage AS R2 PLUS Präzisionswaage PS 5Y Mikrowaage XA 5Y.M Analysenwaage AS R1 PLUS Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S