



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,Z4V](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,Z4V)

## Unterflurwägehaken (XA, AS, PS)

WX-015-0325



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Haken für Unterflurwägung, passend für Waagen der Serien XA, AS und PS.

### Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
Analysenwaage AS X7  
Waagen PS X7 für FPVO  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaagen PS R2  
Präzisionswaage PS X7  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Analysenwaage AS 5Y  
Waagen PS 5Y für FPVO

Präzisionswaage PS R2.H  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Präzisionswaage PS 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S