



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,Z4V

Unterflurwägehaken (XA, AS, PS)

WX-015-0325



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Haken für Unterflurwägung, passend für Waagen der Serien XA, AS und PS.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Waagen PS X2 für FPVO
Präzisionswaage PS X7
Analysenwaage XA 5Y.A
Analysenwaage AS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Analysenwaage AS R2 PLUS
Präzisionswaage PS 5Y
Mikrowaage XA 5Y.M
Analysenwaage AS R1 PLUS
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S