

Crochet pour pesage par le dessous (XA, AS, PS) wx-015-0325





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Crochet pour pesage par le dessous. Il convient aux balances des séries XA, AS et PS.

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P Balance analytique AS X7 Balances PS X7 pour CPP Microbalance XA 5Y.M.A Balance de précision PS R2 Balance de précision PS X7 Balance analytique XA 5Y.A Balance analytique AS 5Y Balances PS 5Y pour CPP

Balance de précision PS R2.H Balance analytique pour filtres XA 5Y.F Balance de précision PS R1 Balance analytique XA 5Y Balance analytique AS R2 PLUS Balance de précision PS 5Y Microbalance XA 5Y.M Balance analytique AS R1 PLUS Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S