



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,Z4V](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,Z4V)

# Crochet pour pesage par le dessous (XA, AS, PS)

WX-015-0325



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Crochet pour pesage par le dessous. Il convient aux balances des séries XA, AS et PS.

## Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
 Balance analytique AS X7  
 Balances PS X7 pour CPP  
 Microbalance XA 5Y.M.A  
 Balance de précision PS R2  
 Balance de précision PS X7  
 Balance analytique XA 5Y.A  
 Balance analytique AS 5Y  
 Balances PS 5Y pour CPP

Balance de précision PS R2.H  
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
 Balance de précision PS R1  
 Balance analytique XA 5Y  
 Balance analytique AS R2 PLUS  
 Balance de précision PS 5Y  
 Microbalance XA 5Y.M  
 Balance analytique AS R1 PLUS  
 Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S