



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,Z4V

Haczyk do ważenia podszalkowego (XA, AS, PS)

WX-015-0325



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Haczyk umożliwiający ważenie podszalkowe. Pasuje do wag serii XA, AS i PS.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna PS R2
Wagi PS X2 do KTP
Waga precyzyjna PS X7
Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna AS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Waga precyzyjna PS 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S