



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,Z4V](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,Z4V)

## Haczyk do ważenia podszalkowego (XA, AS, PS)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Haczyk umożliwiającą ważenie podszalkowe. Pasuje do wag serii XA, AS i PS.

### Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Wagi analityczne AS X2 PLUS  
Wagi PS X7 do KTP  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi PS X2 do KTP  
Waga precyzyjna PS X7  
Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna AS 5Y  
Wagi PS 5Y do KTP  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S