



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,Z8Y](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,Z8Y)

# THB W PRO - Sensor de temperatura del líquido



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Precisión de medición de la temperatura	$\pm 0,1 \text{ }^\circ\text{C}$ (+5 $^\circ\text{C}$ – +45 $^\circ\text{C}$ )
Rango de medición de temperatura	0 – +50 $^\circ\text{C}$
Legibilidad de temperatura	0,01 $^\circ\text{C}$
Interface de comunicación	USB 2.0
Parámetros físicos	
Dimensiones de la punta de medición	$\varnothing 8 \times 156 \text{ mm}$



## Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
 Balanza analítica AS X7  
 Balanza de precisión PS X2

Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
 Comparadores de masa robóticos  
 Comparadores para la medición de densidad  
 Microbalanza MYA 5Y  
 Balanza analítica XA 5Y

Balanzas analíticas AS X2 PLUS  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Susceptómetro - Magnetismo  
Balanza de precisión PS X7  
Balanza analítica XA 5Y.A  
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO  
Balanza analítica AS 5Y  
Comparador de masa automático AK-4  
Balanzas PS 5Y para CCE  
Comparador de masa automático AKM-2  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
Comparador de masa automático UMA

Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO  
Balanza de precisión PS 5Y  
Puesto de calibración de pipetas  
Comparadores de masa automáticos al vacío  
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB  
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente  
Microbalanza XA 5Y.M  
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO  
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y  
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S

## Programas (Additional Fee)

- Programa de ordenador THB [WX-010-0122]