



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,Z9Z](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,Z9Z)

## Prato autocentrante para comparador de massa APP 10.5Y.KO

WX-001-0449



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Visão geral

O prato de pesagem autocentrante de natureza flutuante destina-se ao comparador APP KO. É usado de forma intercambiável com um prato de pesagem padrão. O prato de pesagem "flutuante" é instalado durante o processo de fabricação, portanto, lembre-se de encomendá-lo ao comprar o comparador APP KO, pois não é vendido separadamente.

O prato foi projetado para auxiliar o operador a estabilizar e nivelar pesos localizados excêntrica. Além disso, auxilia na colocação excêntrica de grupos de pesos, cuja massa total é igual à massa do peso de referência.

A superfície do prato é revestida com cortiça com marcas que determinam a posição de pesos específicos.

### Compatível com (Additional Fee)

Comparador de massa manua APP 5Y.KO

# Dimensões do dispositivo L x P x A

