



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,Z9Z

Prato autocentrante para comparador de massa APP 10.5Y.KO

WX-001-0449



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

O prato de pesagem autocentrante de natureza flutuante destina-se ao comparador APP KO. É usado de forma intercambiável com um prato de pesagem padrão. O prato de pesagem "flutuante" é instalado durante o processo de fabricação, portanto, lembre-se de encomendá-lo ao comprar o comparador APP KO, pois não é vendido separadamente.

O prato foi projetado para auxiliar o operador a estabilizar e nivelar pesos localizados excêntricamente. Além disso, auxilia na colocação excêntrica de grupos de pesos, cuja massa total é igual à massa do peso de referência.

A superfície do prato é revestida com cortiça com marcas que determinam a posição de pesos específicos.

Compatível com (Additional Fee)

Comparador de massa manual APP 5Y.KO

Dimensões do dispositivo L x P x A

