



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZD4

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 5 kg

OP-203-0109



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	5 kg
-------------------	------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle