



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,ZF0](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,ZF0)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 1 kg), caja de madera

OK-301-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

### Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 2 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 1 kg

Número 25 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos