



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZF0](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,ZF0)

# Cylindrique, ensembles (1 mg - 1 kg), boîte en bois

OK-301-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	2 111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 1 kg
Nombre	25 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux