



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZF0

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 1 kg), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F2
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	2 111,11 g
Nominal değer	1 mg – 1 kg
Quantity	25 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar