



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZF0](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,ZF0)

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 1 kg), tahta kutu

OK-301-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 2 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 1 kg

Quantity 25 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar