



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,ZHC

Pinzetta da 200 mm con punta in fibra di carbonio per pesi standard 200 g

OA-102-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Materiale	Stainless steel, carbon fiber
Parametri fisici	
Lunghezza	200 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Pesì standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard F2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - trave
 Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set
 Pesì standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)
 Pesì standard F2 - asolata
 Pesì standard M1 - lamina
 Pesì standard F2 - lamina
 Pesì standard F1 - cilindrici, set

Pesì standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza
 Pesì standard E2 - cilindrici
 Pesì standard E2 - lamina
 Pesì standard F1 - lamina, set
 Pesì standard E1 - filo di acciaio inossidabile
 Pesì standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
 Pesì standard F2 - lamina, set
 Pesì standard M1 - cilindrici
 Pesì standard E1 - lamina
 Pesì standard E1 - cilindrici
 Pesì standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
 Pesì standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)

Pesi standard F1 - lamina
Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F1 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici

Pesi standard F2 -
Filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set
Pesi standard M1 - lamina, set